




*FLE = fluorescent light energy

PHOVIA es una solución no invasiva para uso en clínica que consta de dos elementos: la lámpara LED y los **geles cromóforos**, y que es muy fácil de utilizar.



Mejora la calidad de vida de tus pacientes con una reparación cutánea acelerada



Los estudios realizados han demostrado que la energía lumínica FLE reduce el tiempo de recuperación y acelera la regeneración dérmica en una variedad de alteraciones dermatológicas.

[Ver vídeo](#)



Es fácil y rápido de usar. Con la lámpara se ilumina el gel aplicado sobre la piel para activar los componentes cromóforos del gel y liberar la energía lumínica FLE, que ejerce su acción sobre los tejidos afectados.

[Ver vídeo](#)

Para más detalles contacta con nosotros:

phoviaiberia@vetoquinol.com

O contacta con tu delegado de zona Vetoquinol

PHOVIA
Vetoquinol, innovando en dermatología veterinaria



Referencias:

Ferroni L., et al. (2020), Marchegiani A., et al. (2019), Salvaggio A., et al. (2020),
Marchegiani, A., Spaterna A., et al. (2021), Marchegiani A., Fruganti. A., et al. (2021),
Marchegiani A., et al. (2018), Apostolopoulos N., Mayer U.,(2020), Marchegiani, A., et al. (2020).